


BML 齧蝕検査入力画面でスコア合計に BML 唾液の緩衝能のスコアが加算されない

1. メニューバーの「ファイル」→「フィールドの定義」を選ぶ。



2. フィールド名から「BML スコア合計」を探し選択して、右下のオプションをクリックする。



3. 「BML スコア合計=」の欄の最後「BML 飲食回数スコア」の後ろでカーソルをクリックして点滅させ①、上の段、真ん中の記号類から「+」をクリックする②。

計算式の指定

現在のファイル(「WistariaPhoto-w22.fp5」)

演算子(O): 表示(V): 全関数(名前順)

BMLう蝕菌比率
BMLう蝕菌比率%
BMLう蝕菌比率%以上以下
BMLう蝕菌比率スコア
BMLスコア合計
BMLフッ素使用状況
BMLフッ素使用状況スコア
BMLフッ素洗口

BMLスコア合計(=):

BMLう蝕菌比率スコア + BML乳酸桿菌数スコア + BML唾液のpHスコア + BML唾液の量5分間スコア + BML虫歯の経験DMFTスコア + BMLプラークの量スコア + BMLフッ素使用状況スコア + BML飲食回数スコア

カーソルをここに

4. 左上のフィールドから「BML 唾液の緩衝能スコア」を探し、ダブルクリックする。

5. 下の欄へ「+BML 唾液の緩衝能スコア」が入っていることを確認する。
6. フィールド定義のダイアログボックスへ戻るのを、終了をクリックします。

計算式の指定

現在のファイル(「WistariaPhoto-w22.fp5」)

BML唾液のpHスコア
BML唾液の緩衝能
BML唾液の緩衝能スコア
BML唾液の量5分間
BML唾液の量5分間スコア
BML虫歯の経験DMFT
BML虫歯の経験DMFTスコア
BML乳酸桿菌数

BMLスコア合計(=):

BMLう蝕菌比率スコア + BML乳酸桿菌数スコア + BML虫歯の経験DMFTスコア + BMLプラークの量スコア + BMLフッ素使用状況スコア + BML飲食回数スコア + BML唾液の緩衝能スコア

現在のファイル(「WistariaPhoto-w22.fp5」)

演算子(O): 表示(V): 全関数(名前順)

BML唾液のpHスコア
BML唾液の緩衝能
BML唾液の緩衝能スコア
BML唾液の量5分間
BML唾液の量5分間スコア
BML虫歯の経験DMFT
BML虫歯の経験DMFTスコア
BML乳酸桿菌数

BMLスコア合計(=):

BMLう蝕菌比率スコア + BML乳酸桿菌数スコア + BML唾液のpHスコア + BML唾液の量5分間スコア + BML虫歯の経験DMFTスコア + BMLプラークの量スコア + BMLフッ素使用状況スコア + BML飲食回数スコア + BML唾液の緩衝能スコア ←確認!

※ 「BML 齲蝕検査入力画面」にもどって、「BML 唾液の緩衝能スコア」が加算されていることを確認してください。